

Analyt:	Speichel-Tagesprofil					
Messgrößen:	Analysen im Profil					
		Analyt				
	5x Speichel Abnahmezeit	Cortisol	17OH- Progesteron	Andros tendion	11- Desoxy cortisol	11- Desoxycor ticosteron
	3:00 -6:00	x	x	x	x	x
	6:00 -10:00	x	x	x	x	x
	10:00-15:00	x	x	x	x	x
	15:00-20:00	x	x	x	x	x
	20:00-03:00	x	x	x	x	x
Prä-Analytik:	Untersuchungsmaterial: Speichel Probenvolumen: Mindestens: 250 µL					
Dauer der Analyse:	14 Tage					
Methode:	LC-MS/MS					
Kommentare:						
Indikation:	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaufskontrolle des AGS bei 21-Hydroxylasemangel • Verlaufskontrolle des AGS bei 11β-Hydroxylasemangel • Tagesprofil bei V.a. Cushingsyndrom • Tagesprofil bei V.a. Nebennierenrindeninsuffizienz. 					
Einflussfaktoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Schimmel in den Speichelproben • Falsche Sammelgefäße • Medikamente, die den Speichelfluss beeinflussen • Kaffee • Speisereste • Blut 					