

**Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie**

**Untersuchungsart:**

**Chromographie (Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS/MS))\*\***

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE	in-house
11-Desoxycorticosteron	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
11-Desoxycortisol	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
17-Hydroxypregnenolon	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP 17-Hhydroxy-Pregnenolon/6	Acquity/Quattro Premier/Xe	x	
17-Hydroxyprogesteron	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
21-Desoxycortisol	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	
Androstendion	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
Corticosteron	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	

Cortisol	Serum, Heparin-Plasma, Speichel, Urin	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	
Cortison	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
Dehydroepiandrosteron	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	
Dehydroepiandrosteron-Sulfat	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	
Dihydrotestosteron	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	
Estradiol	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Estrogene/6	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
Estron	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Estrogene/6	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
Pregnenolon	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Pregnenolon/6	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
Progesteron	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS, Acquity/Quattro Premier/Xe		x
Testosteron	Serum, Heparin-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8, SOP Speichelsteroidanalyse mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS		x
<b>Aldosteron</b>	Serum, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SOP Multisteroide mit dem LC-MS/MS/8	Shimadzu/LCMS-8060NX Triple Quadrupole MS	x	

Untersuchungsart:

Ligandenassays\*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE	in-house
ACTH	EDTA-Plasma	ELISA	SOP ACTH/7	ALSEI	x	
<del>Aldosteron</del>	<del>Serum, Heparin-Plasma</del>	<del>ELISA</del>	<del>SOP Aldosteron-ELISA/3</del>	<del>ALSEI</del>	<del>x</del>	
AMH	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP AMH/5	ALSEI	x	
HGH	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP HGH/8	ALSEI	x	
IGF1	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP IGF/9	ALSEI	x	
IGFBP3	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP IGFBP3/6	ALSEI	x	
Inhibin B	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SOP Inhibin B/7	ALSEI	x	