

Analyt:	HCG-Kurztest			
Messgrößen:	Analysen im Profil			
	Abnahmezeit	Analyt Testosteron	Analyt DHT	Analyt Androstendion
	Tag 1	x	x	x
	Tag 3	x	x	x
	Einheit: nmol/L			
Prä-Analytik:	Untersuchungsmaterial: Heparin Plasma/Serum Probenvolumen: 120 µL			
Dauer der Analyse:	14 Tage			
Methode:	LCMS/MS			
Kommentare:				
Indikation:	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis von funktionstüchtigem Leydigzell-Gewebe bei Verdacht auf Anorchie bei beidseitigem Kryptorchismus (Retentio testis abdominalis). • Nachweis von endokrinem Hodengewebe bei Intersexualität (V.a. Pseudohermaphroditismusmasculinus). • Differentialdiagnose bei schwerer Hypospadie (z.B. 5α-Reduktasemangel). • Differentialdiagnose von primärem und sekundärem männlichem Hypogonadismus. • Differentialdiagnose zwischen transitorischer konstitutioneller Entwicklungsverzögerung (KEV) und permanentem hypogonadotropem (hypophysärem oder hypothalamischem) Hypogonadismus (HH). 			
Einflussfaktoren:	<ul style="list-style-type: none"> • Hämolyse • Lipämie 			